



مقررات استفاده از مانکن های مرکز مهارت های بالینی :

در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و استفاده از امکانات آموزشی رعایت موارد ذیل توسط مربیان و دانشجویان در هنگام استفاده از مانکن ها ضروری میباشد .

- به دلیل حساس بودن مانکن ها و وسایل پراتیک از دست کاری آنها خودداری نماید. در هنگام جابجا کردن مانکن ها دقت لازم را به عمل آورد تا از افتادن و صدمه به وسایل جلوگیری گردد .
- پروسیجر های پرستاری و مامایی بعد از آموزش مربی و آشنایی با تکنیک های صحیح اجرا شود تا به مانکن ها و ضمام آنها آسیبی نرسد .
- اتصالات مانکن ها که با سیم به نمایشگر ارتباط دارد کشیدگی پیدا نکند .
- از به کار بردن مواد ضد عفونی کننده رنگی مثل بتادین یا الکل صنعتی و ... روی مانکن ها اکیدا خودداری نمایید .(مواد شیمیایی باعث تخریب بافت مانکن میشود)
- از کشیدن خطوط راهنما با خودکار یا هر وسیله دیگر بر روی مانکن ها اکیدا خودداری کنید .
- از تزریق مایعات و داروهای رنگی مثل ویامین ها و آنتی بیوتیک ها در محل های تزریق مانکن ها اکیدا خودداری نمایید .
- به هیچ وجه مانکن ها بدون هماهنگی از مرکز مهارت های بالینی خارج نگردد .
- از چسباندن چسب یا هر جسم چسب ناک روی مانکن ها خودداری شود .
- مانکن هایی که دارای قابلیت شستشوی معده ، سونداژ و انما میباشند بعد انتقال مایع به معده ، مثانه و روده به طور کامل تخلیه گردد .
- اجزا جدا شدنی مانکن ها با یکدیگر تعویض نشود .
- در صورت خرابی مانکن ها مراتب توسط مربی مربوطه به مسئول مرکز اعلام گردد تا در جهت تعمیر هر چهتسریعتر آن اقدام شود .
- لباس و تخت مانکن ها بعد از اتمام کار مرتب شود .